

DOMO

A party at home!



DO9305W



NL	Handleiding	Personenweegschaal My Balance
FR	Mode d'emploi	Pèse-personne My Balance
DE	Gebrauchsanleitung	Personenwaage My Balance
EN	Instruction booklet	My Balance personal scale
ES	Manual de instrucciones	Báscula personal My Balance
IT	Istruzioni per l'uso	Bilancia pesapersona My Balance
CZ	Návod k použití	Osobní váha My Balance
SK	Návod na použitie	Osobná váha My Balance

www.domo-elektro.be



FR



PAPIER



PLASTIQUE



PRODUCT OF **LINEA** 2000



Lees aandachtig alle instructies.
Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Lisez attentivement les instructions.
Gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

Lesen Sie genau die Anweisungen.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere Referenz auf.

Read all instructions carefully.
Save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones.
Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni.
Conservarle per future consultazioni.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.
Manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál.
Manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL	Nederlands	3
FR	Français	10
DE	Deutsch	17
EN	English	24
ES	Español	31
IT	Italiano	38
CZ	Čeština	45
SK	Slovenčina	52

GARANTIE

Beste klant,

Hartelijk dank voor je vertrouwen in DOMO. Wij wensen je veel plezier toe met je nieuwe aankoop.

Al onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole voor ze bij jou terecht komen. Mocht je desondanks toch problemen ondervinden met je toestel, dan betreuren we dat oprecht. We bundelden op onze webshop de meest gestelde vragen over onze toestellen. Scan de QR-code en neem zeker een kijkje!



Kan je daar geen oplossing vinden voor je probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst via info@linea2000.be. Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om je verder te helpen!

Dit toestel heeft een garantietermijn van 2 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze garantietermijn zal de distributeur de verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Dergelijke gebreken zullen dan verholpen worden door herstelling of vervanging van het toestel.

De garantietermijn van 2 jaar zal tijdens de periode van herstelling opgeschort worden en nadien weer verderlopen voor de resterende duur van de garantietermijn. De garantie wordt verleend op basis van het aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Indien je toestel defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je dit samen met het aankoopbewijs binnenbrengen in de winkel van aankoop of de procedure volgen van de desbetreffende webshop indien het om een online aankoop gaat.

De garantie dekt geen schade aan het toestel, accessoires of onderdelen veroorzaakt door:

- normale slijtage door gebruik;
- het niet naleven van de gebruiksinstructies, onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in de handleiding;
- verkeerde aansluiting, bv. te hoge elektrische spanning;
- verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik;
- reparaties of manipulaties uitgevoerd door de consument of niet gemachtigde derden;
- gebruik van onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen of geleverd door de distributeur.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden. Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Noch de fabrikant, de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.

- Lees deze instructies zorgvuldig door.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is enkel geschikt om te gebruiken in een huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
 - keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen;
 - boerderijen;
 - hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter;
 - gastenkamers, of gelijkaardige.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensorische beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar of onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.

INSTALLATIE

- Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare materialen, gasen of explosieven.
- Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.
- Plaats het toestel altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.
- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

GEBRUIK

- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

PRODUCTSPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN


- Personen met een pacemaker of andere medische implantaten mogen dit toestel niet gebruiken.
- Opgroeiende kinderen, zwangere vrouwen, dialysepatiënten of personen met symptomen van vochtophoping (oedeem) worden afgeraden dit toestel te gebruiken.
- De gegevens over lichaamssamenstelling zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Ze mogen niet worden gebruikt voor medische diagnoses of behandelingen, en zijn niet geschikt voor gebruik in medische instellingen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TE RAADPLEGEN

Alle beelden en omschrijvingen in deze handleiding zijn louter indicatief en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke toestel.

ONDERDELEN

1. Display
2. Electroden
3. Eenheidsknop
4. Antislipvoetjes
5. Batterijdeksel
6. Batterijvak




VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.

BATTERIJEN PLAATSEN

1. Open het batterijdeksel aan de onderzijde van het toestel.
2. Plaats de batterijen in het batterijvak volgens de aangegeven polariteit (+ en -).
3. Sluit het batterijdeksel stevig zodat het goed vastklikt.




- ⚠ Gebruik uitsluitend batterijen van het juiste type: 3x AAA.
- ⚠ Vervang alle batterijen tegelijk en meng geen oude en nieuwe batterijen.
- ⚠ Verwijder de batterijen als het toestel langere tijd niet wordt gebruikt om lekkage te voorkomen.


DE APP INSTALLEREN

Deze weegschaal is ontworpen om met de bijhorende app "MovingLife" te gebruiken. Wanneer je de app gebruikt, krijg je toegang tot uitgebreide metingen zoals lichaamssamenstelling, BMI, vetpercentage en meer. Zonder de app meet de weegschaal enkel je gewicht. Voor een volledig overzicht van je gezondheid en evolutie raden we aan om de app te installeren en te koppelen met de weegschaal.

1. Installeer de MovingLife-app via onderstaande QR-code of download deze vanuit de App Store of Google Play.



2. Open de app en maak een account aan.
3. Verbind de weegschaal met de app. Volg hiervoor de instructies in de app.
 - ⚠ Voordat je verbinding maakt, controleer of Bluetooth op je smartphone is ingeschakeld en dat de weegschaal is ingeschakeld. Dit doe je door zachtjes met je voet op het toestel te tikken tot het display oplicht.
 - ⚠ Om een nauwkeurige meting te garanderen, is het belangrijk dat je persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd en lengte) correct invoert.



EENHEID WIJZIGEN

Op de onderkant van de weegschaal bevindt zich een knop om de gewichtseenheid te veranderen. Druk op de knop om te wisselen tussen kg en lb.



- ⚠ Gebruik je de weegschaal met de app? Dan beheer je de meeteenheden via de instellingen van de app.

GEBRUIK

1. Open de MovingLife-app en controleer of je de juiste gebruiker hebt geselecteerd.
 2. Activeer de weegschaal door er zachtjes met je voet op te tikken tot het display oplicht.
 3. Wacht tot je leeftijd en lengte op het display verschijnen. De weegschaal is nu klaar voor de meting.
 4. Ga met blote voeten op de weegschaal staan. Zorg dat je de elektroden raakt.
 5. Blijf stevig staan tot het gewicht en de meetgegevens stabiel zijn en knipperen.
 6. De gegevens worden automatisch verzonden naar je smartphone.
 7. Na de overdracht toont de weegschaal nog enkele seconden je gewicht en meetgegevens, daarna schakelt ze automatisch uit.
- ⚠ Zonder actieve verbinding met de app wordt enkel je gewicht gemeten. Open de app alvorens te meten. Zodra je leeftijd en lengte op het display worden weergegeven, is de app verbonden.

TIPS

- Meet telkens op hetzelfde moment van de dag voor een nauwkeuriger resultaat.
- Gebruik de weegschaal niet in een omgeving met sterke elektromagnetische straling of trillingen.
- Staat de weegschaal lang ongebruikt? Tik eerst om het display op nul te zetten en laat het toestel automatisch uitschakelen. Tik daarna opnieuw om te wegen.
- Ga met blote voeten op de elektroden staan en blijf stevig in het midden van de weegschaal. Ga niet op de rand van de weegschaal staan, dit kan tot vallen leiden.
- Vermijd metingen vlak na intensief sporten, overeten of bij uitdroging: de resultaten zijn dan minder betrouwbaar.
- De metingen zijn minder nauwkeurig bij kinderen onder 18, volwassenen boven 70 en professionele sporters.
- Laat de weegschaal niet vallen en vermijd schokken: het is een precisietoestel.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Maak de weegschaal schoon met een zachte, licht vochtige doek.
- Houd de elektroden vrij van stof en vuil voor correcte metingen.
- Bewaar het toestel op een droge plaats, uit de buurt van vocht en direct zonlicht.



Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.



Gebruik nooit agressieve, zure of schurende schoonmaakmiddelen.



Vervang lege batterijen tijdig om lekkage en schade aan het toestel te voorkomen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
De app ontvangt geen meetgegevens van de weegschaal.	• Controleer of het Bluetooth-icoon zichtbaar is op het display van de weegschaal. Zorg dat Bluetooth op je smartphone is ingeschakeld en dat de weegschaal binnen bereik is. Schakel Bluetooth uit en weer in, en verbind opnieuw met de weegschaal. • Start de app opnieuw op. • Vervang de batterijen als ze bijna leeg zijn.
Er kan geen verbinding gemaakt worden met de weegschaal.	• Zorg dat slechts één smartphone tegelijk verbinding maakt met de weegschaal. • Controleer of je toestel Bluetooth 4.0 of hoger ondersteunt.
Het display reageert niet.	• Controleer de batterijen en vervang ze indien nodig. • Neem contact op met de klantendienst van de winkel van aankoop of van DOMO.

DISPLAY-MELDINGEN	BETEKENIS
	Meting bezig Houd je blote voeten op de elektroden en blijf op de weegschaal staan tot de meting is voltooid.
	Opnieuw meten nodig Er is een fout opgetreden. Voer de meting opnieuw uit.
	Overbelasting Het gewicht op de weegschaal overschrijdt de maximale capaciteit (180 kg). Stap af om schade te voorkomen.
	Batterijen bijna leeg De batterijen zijn bijna leeg. Vervang ze tijdig om correcte werking te garanderen.

RICHTLIJNEN



Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.



Dit toestel is conform alle Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu.

De EU-declaratie van dit toestel kan steeds opgevraagd worden bij info@linea2000.be

GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Merci beaucoup pour votre confiance en DOMO. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel achat.

Tous nos produits subissent un contrôle de qualité rigoureux avant d'arriver chez vous. Si malgré cela vous rencontrez un problème avec votre appareil, nous en sommes sincèrement désolés. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez une rubrique avec les questions les plus fréquemment posées à propos de nos appareils. Scannez le code QR et jetez-y un coup d'œil !



Si vous n'y trouvez pas de solution à votre problème, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle via info@linea2000.be. Nos collaborateurs feront tout leur possible pour vous aider !

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur est responsable des dommages manifestement dus à un défaut de construction, de fabrication ou de matériau. De tels défauts donneront lieu à la réparation ou au remplacement de l'appareil. Le délai de garantie de 2 ans sera suspendu pendant la durée de la réparation puis recommencera à courir pour la période restante de la garantie. La garantie est accordée sur base de la preuve d'achat, sur laquelle la date d'achat doit être clairement stipulée. Si votre appareil tombe en panne pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez le ramener au magasin qui vous l'a vendu, accompagné de la preuve d'achat ou, s'agissant d'un achat en ligne, suivre la procédure prévue par la boutique en ligne.

La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil, aux accessoires ou aux pièces détachées par :

- l'usure normale due à l'utilisation ;
- le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage telles que figurant dans le manuel d'utilisation ;
- un raccordement incorrect, par exemple en cas de surtension électrique ;
- une utilisation impropre, brutale ou abusive ;
- des réparations ou des manipulations effectuées par le consommateur ou par des tiers non autorisés ;
- l'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le distributeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

- Lisez ces consignes très attentivement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et dans des environnements similaires, tels que :
 - coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables ;
 - fermes ;
 - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - chambres d'hôtes ou comparables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

INSTALLATION

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.
- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT


- Les personnes portant un pacemaker ou d'autres implants médicaux ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Il est déconseillé aux enfants en pleine croissance, aux femmes enceintes, aux patients sous dialyse ou aux personnes présentant des symptômes de rétention d'eau (œdème) d'utiliser cet appareil.
- Les données relatives à la composition corporelle sont uniquement destinées à titre de référence. Elles ne doivent pas être utilisées pour des diagnostics ou des traitements médicaux et ne conviennent pas à une utilisation dans des établissements médicaux.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

Toutes les images et les descriptions contenues dans ce manuel sont purement indicatives et peuvent différer légèrement de l'appareil effectif.

PARTIES

1. Écran
2. Électrodes
3. Bouton d'unité
4. Pieds antidérapants
5. Couvercle du compartiment à piles
6. Compartiment à piles




AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels.

INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé sous l'appareil.
2. Placez les piles dans le compartiment en respectant la polarité indiquée (+ et -).
3. Refermez le couvercle fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.




- ⚠ Utilisez uniquement des piles du type approprié : 3x AAA.
- ⚠ Remplacez toutes les piles en même temps et ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- ⚠ Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter toute fuite.


INSTALLER L'APPLICATION

Cette balance est conçue pour être utilisée avec l'application associée « MovingLife ». Lorsque vous utilisez l'application, vous accédez à des mesures détaillées telles que la composition corporelle, l'IMC, le pourcentage de graisse et bien plus encore. Sans l'application, la balance mesure uniquement votre poids. Pour une vue complète de votre santé et de votre évolution, nous vous recommandons d'installer l'application et de la connecter à la balance.

1. Installez l'application MovingLife via le QR code ci-dessous ou téléchargez-la depuis l'App Store ou Google Play.



2. Ouvrez l'application et créez un compte.
3. Connectez la balance à l'application. Suivez pour cela les instructions dans l'application.
 - ⚠ Avant de vous connecter, vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre smartphone et que la balance est allumée. Pour cela, touchez doucement l'appareil avec votre pied jusqu'à ce que l'écran s'illumine.
 - ⚠ Pour garantir une mesure précise, il est important de saisir correctement vos données personnelles (sexe, âge et taille).



CHANGER L'UNITÉ

Sous la balance se trouve un bouton permettant de modifier l'unité de poids. Appuyez sur ce bouton pour passer de kg à lb.



- ⚠ Vous utilisez la balance avec l'application ? Dans ce cas, gérez les unités de mesure via les paramètres de l'application.

UTILISATION

1. Ouvrez l'application MovingLife et vérifiez que vous avez sélectionné le bon utilisateur.
2. Activez la balance en tapotant légèrement avec votre pied jusqu'à ce que l'écran s'allume.
3. Attendez que votre âge et votre taille s'affichent sur l'écran. La balance est maintenant prête pour la mesure.
4. Montez pieds nus sur la balance. Assurez-vous de toucher les électrodes.
5. Restez bien immobile jusqu'à ce que le poids et les données de mesure soient stables et clignotent.
6. Les données sont automatiquement transmises à votre smartphone.
7. Après le transfert, la balance affiche encore quelques secondes votre poids et vos données, puis elle s'éteint automatiquement.

⚠ Sans connexion active avec l'application, seul votre poids est mesuré. Ouvrez l'application avant de mesurer. Dès que votre âge et votre taille apparaissent sur l'écran, l'application est connectée.

CONSEILS

- Effectuez la mesure toujours à la même heure de la journée pour un résultat plus précis.
- N'utilisez pas la balance dans un environnement soumis à de fortes radiations électromagnétiques ou à des vibrations.
- La balance est restée inutilisée pendant longtemps ? Touchez d'abord pour remettre l'affichage à zéro et laissez l'appareil s'éteindre automatiquement. Touchez ensuite à nouveau pour vous peser.
- Placez vos pieds nus sur les électrodes et restez bien au centre de la balance. Ne vous tenez pas sur le bord de la balance, cela pourrait entraîner une chute.
- Évitez les mesures juste après un effort physique intense, un repas copieux ou en cas de déshydratation : les résultats seront moins fiables.
- Les mesures sont moins précises chez les enfants de moins de 18 ans, les adultes de plus de 70 ans et les sportifs professionnels.
- Ne laissez pas tomber la balance et évitez les chocs : c'est un appareil de précision.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez la balance avec un chiffon doux légèrement humide.
- Maintenez les électrodes exemptes de poussière et de saleté pour garantir des mesures correctes.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

⚠ N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

⚠ N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou agressifs.

⚠ Remplacez les piles vides à temps pour éviter toute fuite et tout dommage à l'appareil.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	SOLUTIONS
L'application ne reçoit pas de données de la balance.	• Vérifiez que l'icône Bluetooth est visible sur l'écran de la balance. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre smartphone et que la balance est à portée. Désactivez puis réactivez le Bluetooth et reconnectez la balance. • Redémarrez l'application. • Remplacez les piles si elles sont presque déchargées.
Impossible d'établir la connexion avec la balance.	• Assurez-vous qu'un seul smartphone se connecte à la balance à la fois. • Vérifiez que votre appareil prend en charge le Bluetooth 4.0 ou supérieur.
L'écran ne réagit pas.	• Contrôlez les piles et remplacez-les si nécessaire. • Contactez le magasin d'achat ou le service clientèle de DOMO.

MESSAGES AFFICHÉS	SIGNIFICATION
0000	Mesure en cours Placez vos pieds nus sur les électrodes et restez sur la balance jusqu'à la fin de la mesure.
[	Nouvelle mesure nécessaire Une erreur s'est produite. Effectuez la mesure à nouveau.
Err	Surcharge Le poids sur la balance dépasse la capacité maximale (180 kg). Descendez pour éviter tout dommage.
Lo	Piles presque déchargées Les piles sont presque vides. Remplacez-les à temps pour garantir un fonctionnement correct.

DIRECTIVES



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.



Cet appareil est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

La déclaration UE de cet appareil peut être demandée à tout moment à l'adresse suivante : info@linea2000.be

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in DOMO. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Kauf.

Alle unsere Produkte durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle, bevor sie bei Ihnen ankommen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem Gerät haben, bedauern wir das sehr. Auf unserer Website finden Sie die häufigsten Fragen zu unseren Geräten. Scannen Sie den QR-Code und werfen Sie einen Blick darauf!



Sollten Sie dort keine Lösung für Ihr Problem finden, zögern Sie nicht, unseren Kundendienst unter info@linea2000.be zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter werden ihr Bestes tun, um Ihnen weiterzuhelfen!

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit übernimmt der Händler die Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Derartige Mängel werden dann durch Reparatur oder Austausch des Geräts behoben. Die Garantiezeit von zwei Jahren wird für die Dauer der Reparatur unterbrochen und danach für ihre restliche Dauer weiterlaufen. Die Garantie wird gegen Vorlage des Kaufbelegs gewährt, aus dem das Kaufdatum eindeutig hervorgeht. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren defekt ist, können Sie es zusammen mit dem Kaufbeleg in das Geschäft bringen, in dem Sie es gekauft haben, oder das Verfahren des entsprechenden Webshops befolgen, wenn es sich um einen Online-Kauf handelt.

Die Garantie deckt keine Schäden an Gerät, Zubehör oder Teilen, die verursacht wurden durch:

- normalen Verschleiß durch den Gebrauch;
- die Nichteinhaltung der Gebrauchs-, Instandhaltungs- und Reinigungsanweisungen in der Anleitung;
- falschen Anschluss, z. B. zu hohe elektrische Spannung;
- unsachgemäße, übermäßige oder anormale Verwendung;
- Reparaturen oder Eingriffe, die vom Verbraucher oder von unbefugten Dritten vorgenommen werden;
- Verwendung von Teilen oder Zubehör, die nicht vom Händler empfohlen oder geliefert wurden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden. Für Unfälle oder Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Regeln verursacht werden, haften Sie selbst. Weder der Hersteller noch der Importeur oder der Lieferant können in solchen Fällen zur Verantwortung gezogen werden.

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum Beispiel:
 - Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen Umfeldern
 - Bauernhöfe
 - Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
 - Gästezimmer oder Ähnliches
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre oder werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 16 Jahren.
- Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.

ANSCHLUSS

- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien, Gas und explosiven Stoffen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Gerät kommen kann.

GEBRAUCH

- Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Gerät auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies dient der Vermeidung von elektrischen Stromschlägen und Feuer.
- Wenn das Gerät nicht gut gewartet wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts drastisch verringern und zu Gefahrensituationen führen.

PRODUKTSPEZIFISCHE WARNHINWEISE


- Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen medizinischen Implantaten dürfen dieses Gerät nicht verwenden.
- Für heranwachsende Kinder, schwangere Frauen, Dialysepatienten oder Personen mit Symptomen von Flüssigkeitseinlagerungen (Ödem) wird die Verwendung dieses Geräts nicht empfohlen.
- Die Daten zur Körperzusammensetzung dienen ausschließlich als Referenz. Sie dürfen nicht für medizinische Diagnosen oder Behandlungen verwendet werden und sind nicht für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen geeignet.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Alle Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen lediglich Informationszwecken und können vom tatsächlichen Gerät abweichen.

TEILE

1. Display
2. Elektroden
3. Einheiten-Taste
4. Antirutschfüße
5. Batteriefachdeckel
6. Batteriefach




VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Sämtliches Verpackungsmaterial und mögliche Werbeaufkleber entfernen.

BATTERIEN EINSETZEN

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Geräts.
2. Setzen Sie die Batterien gemäß der angegebenen Polarität (+ und –) in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung fest, sodass sie hörbar einrastet.




- ⚠ Verwenden Sie ausschließlich Batterien des richtigen Typs: 3 × AAA.
- ⚠ Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig und mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- ⚠ Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Auslaufen zu verhindern.


APP INSTALLIEREN

Diese Waage ist für die Verwendung mit der zugehörigen App „MovingLife“ konzipiert. Wenn Sie die App nutzen, erhalten Sie Zugriff auf erweiterte Messungen wie Körperzusammensetzung, BMI, Körperfettanteil und mehr. Ohne die App misst die Waage nur Ihr Gewicht. Für einen vollständigen Überblick über Ihre Gesundheit und Entwicklung empfehlen wir, die App zu installieren und mit der Waage zu verbinden.

1. Installieren Sie die MovingLife-App über den untenstehenden QR-Code oder laden Sie sie aus dem App Store oder von Google Play herunter.



2. Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Konto.
3. Verbinden Sie die Waage mit der App. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der App.
 - ⚠️ Bevor Sie die Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist und die Waage eingeschaltet ist. Tippen Sie dazu leicht mit dem Fuß auf das Gerät, bis das Display aufleuchtet.
 - ⚠️ Um eine präzise Messung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie Ihre persönlichen Daten (Geschlecht, Alter und Größe) korrekt eingeben.



EINHEIT ÄNDERN

An der Unterseite der Waage befindet sich eine Taste, um die Gewichtseinheit zu ändern. Drücken Sie die Taste, um zwischen kg und lb zu wechseln.



- ⚠️ Verwenden Sie die Waage zusammen mit der App? Dann verwalten Sie die Messeinheiten über die Einstellungen der App.

GEBRAUCH

1. Öffnen Sie die MovingLife-App und prüfen Sie, ob der richtige Benutzer ausgewählt ist.
2. Aktivieren Sie die Waage, indem Sie leicht mit dem Fuß darauf tippen, bis das Display aufleuchtet.
3. Warten Sie, bis Ihr Alter und Ihre Größe auf dem Display erscheinen. Die Waage ist nun bereit für die Messung.
4. Stellen Sie sich barfuß auf die Waage. Achten Sie darauf, die Elektroden zu berühren.
5. Bleiben Sie stehen, bis das Gewicht und die Messdaten stabil sind und blinken.
6. Die Daten werden automatisch an Ihr Smartphone übertragen.
7. Nach der Übertragung zeigt die Waage noch einige Sekunden Ihr Gewicht und die Messdaten an, danach schaltet sie sich automatisch aus.

⚠ Ohne aktive Verbindung zur App wird nur Ihr Gewicht gemessen. Öffnen Sie die App vor der Messung. Sobald Ihr Alter und Ihre Größe auf dem Display angezeigt werden, ist die App verbunden.

TIPPS

- Messen Sie möglichst immer zur gleichen Tageszeit für ein genaueres Ergebnis.
- Verwenden Sie die Waage nicht in einer Umgebung mit starker elektromagnetischer Strahlung oder Vibrationen.
- War die Waage lange unbenutzt? Tippen Sie zuerst, um das Display auf Null zu setzen, und lassen Sie das Gerät automatisch ausschalten. Tippen Sie danach erneut, um zu wiegen.
- Stellen Sie sich barfuß auf die Elektroden und bleiben Sie fest in der Mitte der Waage stehen. Stellen Sie sich nicht auf den Rand der Waage – dies kann zu Stürzen führen.
- Vermeiden Sie Messungen direkt nach intensivem Sport, Überessen oder bei Dehydrierung: Die Ergebnisse sind dann weniger zuverlässig.
- Die Messungen sind weniger genau bei Kindern unter 18 Jahren, Erwachsenen über 70 Jahren und professionellen Sportlern.
- Lassen Sie die Waage nicht fallen und vermeiden Sie Stöße: Es handelt sich um ein Präzisionsgerät.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie die Waage mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Halten Sie die Elektroden frei von Staub und Schmutz für korrekte Messungen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

⚠ Tauchen Sie das Gerät auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

⚠ Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

⚠ Leere Batterien rechtzeitig austauschen, um Auslaufen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEME	LÖSUNGEN
Die App empfängt keine Messdaten von der Waage.	• Prüfen Sie, ob das Bluetooth-Symbol auf dem Display der Waage sichtbar ist. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist und die Waage in Reichweite steht. Schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein und verbinden Sie die Waage erneut. • Starten Sie die App neu. • Ersetzen Sie die Batterien, wenn sie fast leer sind.
Es kann keine Verbindung zur Waage hergestellt werden.	• Stellen Sie sicher, dass nur ein Smartphone gleichzeitig mit der Waage verbunden ist. • Prüfen Sie, ob Ihr Gerät Bluetooth 4.0 oder höher unterstützt.

PROBLEME	LÖSUNGEN
Das Display reagiert nicht.	• Prüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie bei Bedarf. • Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben oder an den DOMO-Kundendienst.

DISPLAY-ANZEIGE	BEDEUTUNG
	Messung läuft Stellen Sie sicher, dass Ihre nackten Füße die Elektroden berühren und bleiben Sie auf der Waage stehen, bis die Messung abgeschlossen ist.
	Erneute Messung erforderlich Es ist ein Fehler aufgetreten. Führen Sie die Messung erneut durch.
	Überlastung Das Gewicht auf der Waage überschreitet die maximale Kapazität (180 kg). Steigen Sie ab, um Schäden zu vermeiden.
	Batterien fast leer Die Batterien sind fast leer. Tauschen Sie sie rechtzeitig aus, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.

RICHTLINIEN



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Dieses Gerät entspricht allen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen.

Die EU-Erklärung für dieses Gerät kann jederzeit unter info@linea2000.be angefordert werden.

WARRANTY

Dear Customer,

Thank you very much for placing your trust in DOMO. We hope you enjoy your new purchase.

All our products undergo strict quality control before reaching you. If you still experience any problems with your device, we sincerely regret that. We have collected the most frequently asked questions about our devices on our webshop. Scan the QR code and have a look!



If you cannot find a solution to your problem there, do not hesitate to contact our customer service via info@linea2000.be. Our staff will do everything they can to assist you!

This device has a warranty period of 2 years from the date of purchase. During this warranty period, the distributor will assume responsibility for any defects that can be shown to be the result of material, construction or manufacturing errors. Such defects will be remedied by repair or replacement of the device. The 2-year warranty period will be suspended during the repair period and will continue after the repair has taken place for the remaining duration of the warranty period. The warranty will be honoured if proof of purchase clearly showing the date of purchase is provided. If your device becomes defective within the 2-year warranty period, please return it with your proof of purchase to the store you purchased it from or follow the procedure of the relevant webshop if you bought it online.

The warranty does not cover damage to the device, accessories or parts caused by:

- normal wear and tear from use;
- non-compliance with the instructions for use, maintenance and cleaning in the manual;
- incorrect connection, e.g. electrical voltage too high;
- incorrect, heavy-handed or abnormal use;
- repairs or alterations carried out by the consumer or unauthorised third parties;
- use of parts or accessories not recommended nor supplied by the distributor.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following. Any injury or damage caused by failure to comply with these rules are at your own risk. Neither the manufacturer, importer, or the supplier may be held liable.

- Read all instructions carefully.
- Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.
- This appliance is only suitable for use in domestic and similar environments, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 or supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.
- All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.

INSTALLATION

- Do not place near flammable materials, gases or explosives.
- Do not use or store this appliance outdoors.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.

- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.

USE

- Do not use this appliance for other than intended use.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To protect against electrical shock or burns, do not immerse the appliance in water or other liquid.
- Failure to maintain this appliance in a clean condition could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS


- People with a pacemaker or other medical implants must not use this device.
- The use of this device is not recommended for growing children, pregnant women, dialysis patients or individuals with symptoms of fluid retention (oedema).
- The body composition data is intended for reference only. It must not be used for medical diagnoses or treatments and is not suitable for use in medical facilities.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

All images and descriptions in this manual are purely indicative and may differ slightly from the actual device.

PARTS

1. Display
2. Electrodes
3. Unit button
4. Anti-slip feet
5. Battery cover
6. Battery compartment




BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging materials and any promotional stickers.

INSERTING BATTERIES

1. Open the battery cover on the underside of the device.
2. Insert the batteries into the compartment according to the indicated polarity (+ and -).
3. Close the battery cover firmly so that it clicks into place.




- ⚠ Use only batteries of the correct type: 3 × AAA.
- ⚠ Replace all batteries at the same time and do not mix old and new batteries.
- ⚠ Remove the batteries if the device will not be used for a long period to prevent leakage.


INSTALLING THE APP

This scale is designed to be used with the accompanying app "MovingLife". When you use the app, you gain access to advanced measurements such as body composition, BMI, body fat percentage and more. Without the app, the scale only measures your weight. For a complete overview of your health and progress, we recommend installing the app and pairing it with the scale.

1. Install the MovingLife app via the QR code below or download it from the App Store or Google Play.



2. Open the app and create an account.
3. Connect the scale to the app by following the instructions in the app.
 - ⚠ Before pairing, make sure Bluetooth is enabled on your smartphone and that the scale is switched on. Do this by gently tapping the device with your foot until the display lights up.
 - ⚠ To ensure accurate measurements, it is important to enter your personal details (gender, age and height) correctly.



CHANGING THE UNIT

On the underside of the scale there is a button to change the weight unit. Press the button to switch between kg and lb.



- ⚠ Using the scale with the app? Then manage the measurement units via the app settings.

USE

1. Open the MovingLife app and check that the correct user is selected.
 2. Activate the scale by gently tapping it with your foot until the display lights up.
 3. Wait until your age and height appear on the display. The scale is now ready for measurement.
 4. Stand barefoot on the scale, making sure to touch the electrodes.
 5. Remain standing until the weight and measurement data are stable and flashing.
 6. The data is automatically sent to your smartphone.
 7. After transmission, the scale will display your weight and measurement data for a few seconds, then switch off automatically.
- ⚠ Without an active connection to the app, only your weight will be measured. Open the app before measuring. Once your age and height appear on the display, the app is connected.

TIPS

- Measure at the same time of day for more accurate results.
- Do not use the scale in an environment with strong electromagnetic radiation or vibrations.

- Has the scale been unused for a long time? Tap first to reset the display to zero and let the device switch off automatically. Then tap again to weigh.
- Stand barefoot on the electrodes and remain firmly in the centre of the scale. Do not stand on the edge of the scale – this may cause falls.
- Avoid measurements immediately after intense exercise, overeating or dehydration: results will be less reliable.
- Measurements are less accurate for children under 18, adults over 70 and professional athletes.
- Do not drop the scale and avoid shocks: it is a precision instrument.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the scale with a soft, slightly damp cloth.
- Keep the electrodes free from dust and dirt for accurate measurements.
- Store the device in a dry place, away from moisture and direct sunlight.

- ⚠ Do not immerse the appliance in water or other liquid.
- ⚠ Never use aggressive or abrasive cleaning agents.
- ⚠ Replace empty batteries in good time to prevent leakage and damage to the device.

PROBLEMS AND SOLUTIONS


PROBLEMS	SOLUTIONS
The app does not receive measurement data from the scale.	• Check that the Bluetooth icon is visible on the scale's display. Ensure Bluetooth is enabled on your smartphone and that the scale is within range. Switch Bluetooth off and on again and reconnect to the scale. • Restart the app. • Replace the batteries if they are nearly empty.
Cannot connect to the scale.	• Make sure only one smartphone is connected to the scale at a time. • Check that your device supports Bluetooth 4.0 or higher.
The display does not respond.	• Check the batteries and replace them if necessary. • Contact customer service at the point of purchase or at DOMO.

DISPLAY MESSAGE	MEANING
	Measurement in progress Make sure your bare feet are on the electrodes and remain standing on the scale until the measurement is complete.
	Repeat measurement required An error has occurred. Please perform the measurement again.
	Overload The weight on the scale exceeds the maximum capacity (180 kg). Step off to prevent damage.
	Low batteries The batteries are almost empty. Replace them in time to ensure proper operation.

GUIDELINES



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.



This appliance conforms to all European requirements in the areas of safety, health, and environmental protection.

The EU declaration concerning this appliance can be requested at any time from info@linea2000.be

GARANTIA

Estimado cliente,

Muchas gracias por depositar su confianza en DOMO.

Esperamos que disfrute de su nueva compra.

Todos nuestros productos se someten a un estricto control de calidad antes de llegar a sus manos. Si, a pesar de todo, experimenta algún problema con su dispositivo, lo lamentamos sinceramente y estamos dispuestos a solucionarlo lo antes posible. No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda donde lo compró. Harán todo lo posible por ayudarle.

Esta unidad tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, el distribuidor asumirá la responsabilidad de los defectos que se demuestre que tienen su origen en defectos de material, construcción o fabricación. Estos defectos se subsanarán mediante la reparación o sustitución del aparato. El período de garantía de 2 años se suspenderá durante el período de reparación y luego continuará durante el resto del período de garantía. La garantía se concede sobre la base del justificante de compra, donde figura claramente la fecha de adquisición. Si detecta que su aparato es defectuoso dentro del periodo de garantía de 2 años, puede llevarlo a la tienda donde lo compró junto con el justificante de compra, o seguir el procedimiento de la tienda web correspondiente si se trata de una compra en línea.

La garantía no cubre los daños al aparato, accesorios o piezas causados por:

- desgaste normal debido al uso;
- incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y limpieza del manual;
- conexión incorrecta, por ejemplo, voltaje demasiado alto;
- uso incorrecto, abusivo o anormal;
- reparaciones o manipulaciones efectuadas por el consumidor o por terceros no autorizados;
- uso de piezas o accesorios no recomendados o suministrados por el distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación. Los accidentes o los daños ocasionados por el no seguimiento de estas normas son su propia responsabilidad. Ni el fabricante, ni el importador ni el distribuidor pueden ser considerados responsables a este respecto.

- Lea detenidamente estas instrucciones.
- Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.
- Este equipo solo es apto para su uso en un entorno doméstico y en entornos similares como:
 - Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
 - Granjas.
 - Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.
 - Habitaciones de invitados o similares.
- Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más o estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

INSTALACIÓN

- No coloque nunca el aparato cerca de materiales inflamables, gases o explosivos.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.
- No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

USO

- Utilice el aparato únicamente para el fin para el que está destinado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido. Esto evitará choques eléctricos o incendios.
- Si no se realiza un correcto mantenimiento del aparato, la vida útil del aparato se reducirá drásticamente y se podrían producir situaciones peligrosas.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO


- Las personas con marcapasos u otros implantes médicos no deben utilizar este dispositivo.
- No se recomienda el uso de este dispositivo para niños en crecimiento, mujeres embarazadas, pacientes en diálisis o personas con síntomas de retención de líquidos (edema).
- Los datos sobre la composición corporal se proporcionan únicamente como referencia. No deben utilizarse para diagnósticos ni tratamientos médicos y no son adecuados para uso en entornos médicos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE

Todas las imágenes y descripciones de este manual son meramente indicativas y pueden diferir ligeramente del dispositivo real.

PIEZAS

1. Pantalla
2. Electrodo
3. Botón de unidad
4. Patas antideslizantes
5. Tapa del compartimento de las pilas
6. Compartimento de las pilas




ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todos los materiales de embalaje y, en su caso, los adhesivos promocionales.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas en la parte inferior del dispositivo.
2. Coloque las pilas en el compartimento siguiendo la polaridad indicada (+ y -).
3. Cierre la tapa firmemente hasta que encaje correctamente.




- ⚠ Utilice únicamente pilas del tipo correcto: 3× AAA.
- ⚠ Sustituya todas las pilas al mismo tiempo y no mezcle pilas nuevas con usadas.
- ⚠ Retire las pilas si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo periodo para evitar fugas.


INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

Esta báscula está diseñada para utilizarse con la aplicación "MovingLife". Al usar la aplicación, tendrá acceso a mediciones avanzadas como composición corporal, IMC, porcentaje de grasa y más. Sin la aplicación, la báscula solo mide el peso. Para una visión completa de su salud y evolución, recomendamos instalar la aplicación y vincularla con la báscula.

1. Instale la aplicación MovingLife mediante el código QR que aparece a continuación o descárguela desde App Store o Google Play.



2. Abra la aplicación y cree una cuenta.
3. Conecte la báscula con la aplicación siguiendo las instrucciones que aparecen en la misma.
 - ⚠ Antes de conectar, asegúrese de que el Bluetooth está activado en su smartphone y que la báscula está encendida. Para ello, toque suavemente el dispositivo con el pie hasta que la pantalla se ilumine.
 - ⚠ Para garantizar una medición precisa, es importante introducir correctamente sus datos personales (sexo, edad y altura).



CAMBIO DE UNIDAD

En la parte inferior de la báscula hay un botón para cambiar la unidad de peso. Pulse el botón para alternar entre kg y lb.



- ⚠ ¿Utiliza la báscula con la aplicación? Entonces gestione las unidades de medida desde los ajustes de la aplicación.

USO

1. Abra la aplicación MovingLife y compruebe que ha seleccionado el usuario correcto.
 2. Active la báscula tocándola suavemente con el pie hasta que la pantalla se ilumine.
 3. Espere a que aparezcan su edad y altura en la pantalla. La báscula está lista para la medición.
 4. Colóquese descalzo sobre la báscula, asegurándose de tocar los electrodos.
 5. Manténgase de pie hasta que el peso y los datos de medición estén estables y parpadeen.
 6. Los datos se enviarán automáticamente a su smartphone.
 7. Tras la transmisión, la báscula mostrará su peso y los datos durante unos segundos y luego se apagará automáticamente.
- ⚠ Sin conexión activa con la aplicación, solo se medirá el peso. Abra la aplicación antes de medir. Cuando su edad y altura aparezcan en la pantalla, la aplicación estará conectada.

CONSEJOS

- Mida siempre a la misma hora del día para obtener resultados más precisos.
- No utilice la báscula en entornos con radiación electromagnética intensa o vibraciones.
- ¿Ha estado la báscula sin uso durante mucho tiempo? Toque primero para poner la pantalla a cero y deje que el dispositivo se apague automáticamente. Luego toque de nuevo para pesar.
- Colóquese descalzo sobre los electrodos y permanezca firme en el centro de la báscula. No se coloque en el borde, ya que podría caerse.
- Evite las mediciones justo después de hacer ejercicio intenso, comer en exceso o en caso de deshidratación: los resultados serán menos fiables.
- Las mediciones son menos precisas en niños menores de 18 años, adultos mayores de 70 y deportistas profesionales.
- No deje caer la báscula y evite golpes: es un dispositivo de precisión.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la báscula con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Mantenga los electrodos libres de polvo y suciedad para garantizar mediciones correctas.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco, alejado de la humedad y la luz solar directa.

⚠ Nunca sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

⚠ Nunca use productos de limpieza abrasivos o agresivos.

⚠ Sustituya las pilas vacías a tiempo para evitar fugas y daños en el dispositivo.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES


PROBLEMAS	SOLUCIONES
La aplicación no recibe datos de la báscula.	• Compruebe que el icono de Bluetooth aparece en la pantalla de la báscula. Asegúrese de que el Bluetooth está activado en su smartphone y que la báscula está dentro del alcance. Desactive y reactive el Bluetooth y vuelva a conectar la báscula. • Reinicie la aplicación. • Sustituya las pilas si están casi agotadas.
No se puede conectar con la báscula.	• Asegúrese de que solo un smartphone esté conectado a la báscula al mismo tiempo. • Compruebe que su dispositivo es compatible con Bluetooth 4.0 o superior.
La pantalla no responde.	• Compruebe las pilas y sustitúyalas si es necesario. • Póngase en contacto con la tienda donde compró el aparato o con el servicio de atención al cliente de DOMO.

MENSAJE EN PANTALLA	SIGNIFICADO
	Medición en curso Asegúrese de que sus pies descalzos tocan los electrodos y permanezca sobre la báscula hasta que la medición se complete.
	Es necesario repetir la medición Se ha producido un error. Realice la medición de nuevo.
	Sobrecarga El peso sobre la báscula supera la capacidad máxima (180 kg). Bájease para evitar daños.
	Pilas casi agotadas Las pilas están casi vacías. Sustitúyalas a tiempo para garantizar un funcionamiento correcto.

DIRECTRICES



El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causados por un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.



El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.



Este aparato cumple todos los requisitos europeos de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

Puede solicitar la declaración UE de este dispositivo a info@linea2000.be en todo momento.

GARANZIA

Gentile cliente,

grazie di cuore per la fiducia accordata a DOMO.

Ci auguriamo che il tuo nuovo acquisto sarà di tuo gradimento.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità prima di arrivare a casa tua. Tuttavia, se si dovessero verificare problemi con l'apparecchio, ce ne rammarichiamo vivamente e provvederemo a risolverli il prima possibile.

Non esitare a contattare il servizio clienti del negozio di acquisto. Faranno tutto il possibile per assisterti!

Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, il distributore si assume la responsabilità per i difetti dimostrabilmente riconducibili al materiale, alla costruzione o alla fabbricazione. Questi difetti saranno eliminati mediante riparazione o sostituzione dell'apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni verrà sospeso durante la riparazione e riprenderà successivamente per la durata residua della garanzia. La garanzia viene concessa sulla base della ricevuta sulla quale è chiaramente indicata la data di acquisto. Qualora l'apparecchio risulti difettoso durante il periodo di garanzia di 2 anni, è possibile portarlo presso il negozio di acquisto insieme alla relativa ricevuta o seguire la procedura del negozio online responsabile se è stato acquistato online.

La garanzia non copre i danni all'apparecchio, agli accessori o alle parti causati da:

- normale usura dovuta all'uso;
- inosservanza delle istruzioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia riportate nel manuale;
- collegamento errato, ad esempio tensione elettrica eccessiva;
- uso scorretto, sconsiderato o anomalo;
- riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi non autorizzati;
- uso di parti o accessori non raccomandati o forniti dal distributore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza. Gli incidenti o i danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni sono responsabilità dell'utilizzatore. Non possono essere ritenuti responsabili per tali danni né il produttore, né l'importatore, né il fornitore.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.
- Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.
- Questo apparecchio è soltanto adatto all'utilizzo in un ambiente domestico e in ambienti simili come:
 - Angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali
 - Fattorie
 - Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali
 - Camere per vacanze o ambienti analoghi
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni o senza sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- Tutte le riparazioni che non rientrano nella normale manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate dal produttore o dal suo servizio assistenza.

INSTALLAZIONE

- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a materiali infiammabili, gas o esplosivi.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e in piano.
- Non posizionare mai l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico oppure in luoghi in cui possa venire a contatto con apparecchi a elevate temperature.

UTILIZZO

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per cui è previsto.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Questo per evitare scosse elettriche o incendi.
- Se l'apparecchio non viene pulito bene, la sua durata di vita può ridursi in modo drastico e possono verificarsi situazioni pericolose.

SPECIFICHE PRODOTTO AVVERTENZE


- Le persone con pacemaker o altri impianti medici non devono utilizzare questo dispositivo.
- L'uso di questo dispositivo non è consigliato a bambini in crescita, donne in gravidanza, pazienti in dialisi o persone con sintomi di ritenzione idrica (edema).
- I dati sulla composizione corporea sono destinati esclusivamente come riferimento. Non devono essere utilizzati per diagnosi o trattamenti medici e non sono adatti all'uso in strutture sanitarie.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER POSSIBILI FUTURE CONSULTAZIONI

Tutte le immagini e le descrizioni presenti nel manuale sono puramente indicative e possono differire leggermente dall'apparecchio effettivo.

COMPONENTI

1. Display
2. Elettrodi
3. Pulsante unità
4. Piedini antiscivolo
5. Coperchio vano batterie
6. Vano batterie




PRIMA DELL'USO

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed eventuali adesivi promozionali.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

1. Aprire il coperchio del vano batterie sul lato inferiore del dispositivo.
2. Inserire le batterie nel vano seguendo la polarità indicata (+ e -).
3. Chiudere bene il coperchio finché non scatta in posizione.




- ⚠ Utilizzare solo batterie del tipo corretto: 3× AAA.
- ⚠ Sostituire tutte le batterie contemporaneamente e non mescolare batterie vecchie e nuove.
- ⚠ Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo per evitare perdite.


INSTALLAZIONE DELL'APP

Questa bilancia è progettata per essere utilizzata con l'app dedicata "MovingLife". Utilizzando l'app, si accede a misurazioni avanzate come composizione corporea, BMI, percentuale di grasso e altro. Senza l'app, la bilancia misura solo il peso. Per una panoramica completa della salute e dell'evoluzione, si consiglia di installare l'app e collegarla alla bilancia.

1. Installare l'app MovingLife tramite il QR code qui sotto o scaricarla da App Store o Google Play.



2. Aprire l'app e creare un account.
3. Collegare la bilancia all'app seguendo le istruzioni nell'app..
 - ⚠ Prima di collegare, assicurarsi che il Bluetooth sia attivo sullo smartphone e che la bilancia sia accesa. Per farlo, toccare delicatamente il dispositivo con il piede finché il display non si illumina.
 - ⚠ Per garantire una misurazione accurata, è importante inserire correttamente i dati personali (sesso, età e altezza).



CAMBIO DELL'UNITÀ DI MISURA

Sul lato inferiore della bilancia si trova un pulsante per cambiare l'unità di peso. Premere il pulsante per passare da kg a lb.



- ⚠ Si utilizza la bilancia con l'app? Gestire le unità di misura tramite le impostazioni dell'app.

UTILIZZO

1. Aprire l'app MovingLife e verificare che sia selezionato l'utente corretto.
 2. Attivare la bilancia toccandola delicatamente con il piede finché il display non si illumina.
 3. Attendere che sul display compaiano età e altezza. La bilancia è ora pronta per la misurazione.
 4. Salire sulla bilancia a piedi nudi, assicurandosi di toccare gli elettrodi.
 5. Rimanere fermi finché il peso e i dati di misurazione non sono stabili e lampeggianti.
 6. I dati vengono inviati automaticamente allo smartphone.
 7. Dopo la trasmissione, la bilancia mostra ancora per alcuni secondi il peso e i dati, quindi si spegne automaticamente.
- ⚠ Senza connessione attiva all'app, viene misurato solo il peso. Aprire l'app prima di misurare. Quando sul display compaiono età e altezza, l'app è collegata.

CONSIGLI

- Misurare sempre alla stessa ora del giorno per risultati più precisi.
- Non utilizzare la bilancia in ambienti con forte radiazione elettromagnetica o vibrazioni.
- La bilancia è rimasta inutilizzata a lungo? Toccare prima per azzerare il display e lasciare che il dispositivo si spenga automaticamente. Toccare di nuovo per pesarsi.
- Salire a piedi nudi sugli elettrodi e rimanere ben centrati sulla bilancia. Non salire sul bordo: si rischia di cadere.
- Evitare misurazioni subito dopo esercizio intenso, pasti abbondanti o disidratazione: i risultati saranno meno affidabili.
- Le misurazioni sono meno accurate per bambini sotto i 18 anni, adulti sopra i 70 e atleti professionisti.
- Non far cadere la bilancia e evitare urti: è uno strumento di precisione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire la bilancia con un panno morbido leggermente umido.
- Mantenere gli elettrodi liberi da polvere e sporco per misurazioni corrette.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto, lontano da umidità e luce solare diretta.

⚠ Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

⚠ Non utilizzare mai detergenti abrasivi o aggressivi.

⚠ Sostituire le batterie scariche in tempo per evitare perdite e danni al dispositivo.

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMI	SOLUZIONI
L'app non riceve i dati dalla bilancia.	• Verificare che l'icona Bluetooth sia visibile sul display della bilancia. Assicurarsi che il Bluetooth sullo smartphone sia attivo e che la bilancia sia nel raggio d'azione. Disattivare e riattivare il Bluetooth e riconnettere la bilancia. • Riavviare l'app. • Sostituire le batterie se sono quasi scariche.
Impossibile collegarsi alla bilancia.	• Assicurarsi che solo uno smartphone alla volta sia collegato alla bilancia. • Verificare che il dispositivo supporti Bluetooth 4.0 o superiore.
Il display non risponde.	• Controllare le batterie e sostituirle se necessario. • Contattare il negozio di acquisto o il servizio clienti DOMO.

MESSAGGI SUL DISPLAY	SIGNIFICATO
	Misurazione in corso Assicurarsi che i piedi nudi tocchino gli elettrodi e rimanere sulla bilancia finché la misurazione non è completata.
	Ripetere la misurazione Si è verificato un errore. Ripetere la misurazione.
	Sovraccarico Il peso sulla bilancia supera la capacità massima (180 kg). Scendere per evitare danni.
	Batterie quasi scariche Le batterie sono quasi scariche. Sostituirle in tempo per garantire il corretto funzionamento.

LINEE GUIDA



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l'azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell'imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l'ambiente.



Questo apparecchio è conforme ai requisiti europei riguardante la sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente.

La dichiarazione EU di questo apparecchio può essere richiesta in ogni momento a info@linea2000.be

Drazí zákazníci,

Děkujeme za vaši důvěru ve značku DOMO.
Doufáme, že se vám nový spotřebič bude líbit.

Všechny naše produkty jsou před prodejem podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud i přesto narazíte na nedostatky nebo problémy u vašeho zakoupeného přístroje, tak věřte, že nás to mrzí. V takovém případě kontaktujte zákaznický a pozáruční servis. Náš personál vám rád pomůže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondělí-Pátek: 8:00-16:00

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Na zakoupený spotřebič se vztahuje zákonná záruka v trvání 2 let, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. Během této doby je výrobce odpovědný za poruchy, které vznikly jako přímý důsledek výrobní vady/konstrukce výrobku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícími.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady a kupující převzal zboží:

- zboží má takové vlastnosti, které výrobce popisuje v návodu nebo na obalu
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození
- při nesprávném používání v rozporu s návodem
- na části, které podléhají běžnému opotřebení (filtry, sáčky, kartáče, baterie ... atd.).

U částí podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak, než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla. Za rizika při nesprávném používání nebo nedodržování bezpečnostních zásad je odpovědný uživatel. Výrobce, dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za takto vzniklá rizika špatné manipulace.

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a v podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyně v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo pod neustálým dozorem dospělých nebo proškolených osob.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Všechny případné opravy a úpravy smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

- Nikdy neumist'ujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj venku.
- Přístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.
- Nikdy neumist'ujte přístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.

⚠ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ

- Používejte přístroj pouze k účelům ke kterým je určený.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.
- Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je přístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.

⚠ UPOZORNĚNÍ – SPECIFICKÉ


- Osoby s kardiostimulátorem nebo jinými lékařskými implantáty nesmí tento přístroj používat.
- Používání tohoto přístroje se nedoporučuje dětem, těhotným ženám, pacientům na dialýze nebo osobám s příznaky zadržování tekutin (otoky).
- Údaje o složení těla slouží pouze jako orientační. Nesmí být použity pro lékařskou diagnostiku nebo léčbu a nejsou vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU NA PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Veškeré nákresy a jejich popisky jsou jen informativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti.

ČÁSTI

1. Displej
2. Elektrody
3. Tlačítko jednotek
4. Protiskluzové nožky
5. Kryt baterií
6. Bateriový prostor




PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a reklamní samolepky.

VLOŽENÍ BATERIÍ

1. Otevřete kryt baterií na spodní straně přístroje.
2. Vložte baterie do prostoru podle uvedené polarity (+ a -).
3. Pevně zavřete kryt, aby správně zaklapl.



⚠ Používejte pouze baterie správného typu: 3× AAA.

⚠ Vyměňte všechny baterie najednou a nemíchejte staré a nové baterie.

⚠ Vyjměte baterie, pokud přístroj nebudete delší dobu používat, aby nedošlo k úniku.

INSTALACE APLIKACE

Tato váha je navržena pro použití s doprovodnou aplikací „MovingLife“. Při použití aplikace získáte přístup k rozšířeným měřením, jako je složení těla, BMI, procento tuku a další. Bez aplikace váha měří pouze hmotnost. Pro úplný přehled o vašem zdraví a vývoji doporučujeme aplikaci nainstalovat a propojit s váhou.


1. Nainstalujte aplikaci MovingLife pomocí níže uvedeného QR kódu nebo si ji stáhněte z App Store nebo Google Play.



2. Otevřete aplikaci a vytvořte si účet.
3. Propojte váhu s aplikací podle pokynů v aplikaci.

⚠ Před propojením zkontrolujte, zda je na vašem smartphonu zapnutý Bluetooth a zda je váha zapnutá. To provedete jemným poklepáním nohou na přístroj, dokud se nerozsvítí displej.

⚠ Pro zajištění přesného měření je důležité správně zadat osobní údaje (pohlaví, věk a výšku).



ZMĚNA JEDNOTKY

Na spodní straně váhy se nachází tlačítko pro změnu jednotky hmotnosti. Stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi kg a lb.



⚠ Používáte váhu s aplikací? Pak spravujte měrné jednotky prostřednictvím nastavení aplikace.

POUŽITÍ

1. Otevřete aplikaci MovingLife a zkontrolujte, zda je vybrán správný uživatel.
 2. Aktivujte váhu jemným poklepáním nohou, dokud se nerozsvítí displej.
 3. Počkejte, až se na displeji zobrazí váš věk a výška. Váha je nyní připravena k měření.
 4. Postavte se bosí na váhu a ujistěte se, že se dotýkáte elektrod.
 5. Zůstaňte stát, dokud nejsou hmotnost a měřené údaje stabilní a blikají.
 6. Údaje se automaticky odešlou do vašeho smartphonu.
 7. Po přenosu váha ještě několik sekund zobrazí hmotnost a údaje, poté se automaticky vypne.
- ⚠ Bez aktivního připojení k aplikaci se měří pouze hmotnost. Otevřete aplikaci před měřením. Jakmile se na displeji zobrazí věk a výška, aplikace je připojena.

TIPY

- Měřte vždy ve stejnou denní dobu pro přesnější výsledky.
- Nepoužívejte váhu v prostředí se silným elektromagnetickým zářením nebo vibracemi.
- Byla váha dlouho nepoužívána? Nejprve klepněte, aby se displej vynuloval, a nechte přístroj automaticky vypnout. Poté znovu klepněte pro vážení.
- Postavte se bosí na elektrody a zůstaňte pevně uprostřed váhy. Nestůjte na okraji váhy – hrozí pád.
- Vyhněte se měření bezprostředně po intenzivním cvičení, přejedení nebo při dehydrataci: výsledky budou méně spolehlivé.
- Měření jsou méně přesná u dětí mladších 18 let, dospělých nad 70 let a profesionálních sportovců.
- Nenechte váhu spadnout a vyhněte se nárazům: jedná se o přesný přístroj.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vyčistěte váhu měkkým, mírně vlhkým hadříkem.
- Udržujte elektrody bez prachu a nečistot pro správné měření.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního světla.

⚠ Nikdy neponořujte spotřebič do vody.

⚠ Nikdy nepoužívejte drsná čisticí prostředky.

⚠ Včas vyměňte vybité baterie, aby nedošlo k úniku a poškození přístroje.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Aplikace nepřijímá měřené údaje z váhy.	• Zkontrolujte, zda je na displeji váhy viditelná ikona Bluetooth. Ujistěte se, že je Bluetooth na vašem smartphonu zapnutý a váha je v dosahu. Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a znovu připojte váhu. • Restartujte aplikaci. • Vyměňte baterie, pokud jsou téměř vybité.
Nelze se připojit k váze.	• Ujistěte se, že se k váze připojuje pouze jeden smartphone současně. • Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje Bluetooth 4.0 nebo vyšší.
Displej nereaguje.	• Zkontrolujte baterie a v případě potřeby je vyměňte. • Kontaktujte prosím zákaznický servis prodejny, kde jste produkt zakoupili, nebo společnosti DOMO.

ZPRÁVY NA DISPLEJI	VÝZNAM
0000	Probíhá měření Ujistěte se, že vaše bosé nohy se dotýkají elektrod, a zůstaňte stát na váze, dokud není měření dokončeno.
[	Je nutné opakovat měření Došlo k chybě. Provedte měření znovu.
Err	Přetížení Hmotnost na váze překračuje maximální kapacitu (180 kg). Slezte, aby nedošlo k poškození.
Lo	Baterie téměř vybité Baterie jsou téměř vybité. Vyměňte je včas, aby byla zajištěna správná funkce.

SMĚRNICE



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



Tento spotřebič vyhovuje všem evropským požadavkům na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

Evropské prohlášení je uloženo u výrobce v Belgii a je možné si ho vždy vyžádat na adrese info@linea2000.be

Drahí zákazníci,

Ďakujeme za vašu dôveru v značku DOMO.
Dúfame, že sa vám nový spotrebič bude páčiť.

Všetky naše produkty sú pred predajom podrobené prísnej kontrole kvality. Pokiaľ aj napriek tomu narazíte na nedostatky alebo problémy u vášho zakúpeného prístroja, tak verte, že nás to mrzí. V takom prípade kontaktujte zákaznícky a pozáručný servis. Naš personál vám rád pomôže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondelok-Piatok: 8:00-16:00

Reklamáciu je možné tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.
Na Kobyle 783
345 06 Kdyně
Česká republika

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spätočnou adresou s telefonickým kontaktom.

Na zakúpený spotrebič sa vzťahuje zákonná záruka v trvaní 2 rokov, ktorá sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka. Počas tejto doby je výrobca zodpovedný za poruchy, ktoré vznikli ako priamy dôsledok výrobnnej chyby/konštrukcie výrobku. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady a kupujúci prevzal tovar:

- tovar má také vlastnosti, ktoré výrobca popisuje v návode alebo na obale
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Záruka se nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie
- pri nesprávnom používaní v rozpore s návodom
- na časti, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (filtre, vrecká, kefy, batérie ... atď.).

U časti podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak, než v je uvedené v manuáli (nesprávnym postupom)
- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Ak sa prejaví vada v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní jakéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržiavajte určitá bezpečnostné pravidlá. Za riziká pri nesprávnom používaní alebo nedodržovaní bezpečnostných zásad je zodpovedný používateľ. Výrobca, dovozca ani predajca nenesie zodpovednosť za takto vzniknutá riziká zlej manipulácie.

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
- Tento spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnostiach av podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti si s prístrojom nesmú hrať.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 16 rokov alebo pod neustálym dozorom dospelých alebo preškolených osôb.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Všetky prípadné opravy a úpravy smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNENIE - UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA

- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých ani zápalných materiálov.
- Nepoužívajte ani neskladujte prístroj vonku.
- Prístroj vždy používajte iba na stabilnom, suchom a rovnom mieste.
- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti plynového, alebo elektrického sporáka, či rúry, ani do blízkosti iného zdroja tepla.

⚠ UPOZORNENIE – POUŽITIE

- Používajte prístroj iba na účely na ktoré je určený.

⚠ UPOZORNENIE - ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Nikdy neponárajte spotrebič do vody. Pri namočení hrozí riziko poranenia el. prúdom.
- Zanedbaná údržba skracuje životnosť a efektivitu spotrebiča. Pokiaľ je prístroj veľmi zanedbaný, tak môže hroziť aj riziko poranenia obsluhy.

⚠ UPOZORNENIE – ŠPECIFICKÉ


- Osoby s kardiostimulátorom alebo inými lekáskymi implantátmi nesmú tento prístroj používať.
- Používanie tohto prístroja sa neodporúča deťom, tehotným ženám, pacientom na dialýze alebo osobám s príznakmi zadržiavania tekutín (opuchy).
- Údaje o zložení tela slúžia len ako orientačné. Nesmú sa používať na lekársku diagnostiku alebo liečbu a nie sú vhodné na použitie v zdravotníckych zariadeniach.

USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU DO BUDÚCNOSTI.

Všetky nákresy a ich popisky sú len informatívne a môžu sa mierne líšiť od skutočnosti.

ČASTI

1. Displej
2. Elektródy
3. Tlačidlo jednotiek
4. Protišmykové nožičky
5. Kryt batérií
6. Priestor na batérie




PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použitím odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a reklamné samolepky.

VLOŽENIE BATÉRIÍ

1. Otvorte kryt batérií na spodnej strane prístroja.
2. Vložte batérie do priestoru podľa uvedenej polaritu (+ a -).
3. Pevne zatvorte kryt, aby správne zaklapol.




- ⚠ Používajte iba batérie správneho typu: 3× AAA.
- ⚠ Vymeňte všetky batérie naraz a nemiešajte staré a nové batérie.
- ⚠ Vyberte batérie, ak prístroj nebudete dlhší čas používať, aby ste zabránili vytekaniu.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE


Táto váha je navrhnutá na použitie s aplikáciou „MovingLife“. Pri použití aplikácie získate prístup k rozšíreným meraniam, ako je zloženie tela, BMI, percento tuku a ďalšie. Bez aplikácie váha meria iba hmotnosť. Pre úplný prehľad o vašom zdraví a vývoji odporúčame aplikáciu nainštalovať a pripojiť s váhou.

1. Nainštalujte aplikáciu MovingLife pomocou nižšie uvedeného QR kódu alebo si ju stiahnite z App Store alebo Google Play.



2. Otvorte aplikáciu a vytvorte si účet.
3. Pripojte váhu s aplikáciou podľa pokynov v aplikácii.

- ⚠ Pred pripojením skontrolujte, či je na vašom smartfóne zapnutý Bluetooth a či je váha zapnutá. To urobíte jemným poklepaním nohou na prístroj, kým sa nerozsvieti displej.
- ⚠ Na zabezpečenie presného merania je dôležité správne zadať osobné údaje (pohlavie, vek a výšku).



ZMENA JEDNOTKY

Na spodnej strane váhy sa nachádza tlačidlo na zmenu jednotky hmotnosti. Stlačte tlačidlo na prepnutie medzi kg a lb.



- ⚠ Používate váhu s aplikáciou? Potom spravujte meracie jednotky prostredníctvom nastavení aplikácie.

POUŽITIE

1. Otvorte aplikáciu MovingLife a skontrolujte, či je vybraný správny používateľ.
 2. Aktivujte váhu jemným poklepaním nohou, kým sa nerozsvieti displej.
 3. Počkajte, kým sa na displeji zobrazí váš vek a výška. Váha je teraz pripravená na meranie.
 4. Postavte sa naboso na váhu a uistite sa, že sa dotýkate elektród.
 5. Zostaňte stáť, kým nie sú hmotnosť a namerané údaje stabilné a blikajú.
 6. Údaje sa automaticky odošlú do vášho smartfónu.
 7. Po prenose váha ešte niekoľko sekúnd zobrazí hmotnosť a údaje, potom sa automaticky vypne.
- ⚠ Bez aktívneho pripojenia k aplikácii sa meria iba hmotnosť. Otvorte aplikáciu pred meraním. Keď sa na displeji zobrazí vek a výška, aplikácia je pripojená.

TIPY

- Merajte vždy v rovnakom čase dňa pre presnejšie výsledky.
- Nepoužívajte váhu v prostredí so silným elektromagnetickým žiarením alebo vibráciami.
- Bola váha dlho nepoužívaná? Najprv klepnite, aby sa displej vynuloval, a nechajte prístroj automaticky vypnúť. Potom znovu klepnite na váženie.
- Postavte sa naboso na elektródy a zostaňte pevne v strede váhy. Nestojte na okraji váhy – hrozí pád.
- Vyhnite sa meraniu bezprostredne po intenzívnom cvičení, prejedení alebo pri dehydratácii: výsledky budú menej spoľahlivé.
- Merania sú menej presné u detí mladších ako 18 rokov, dospelých nad 70 rokov a profesionálnych športovcov.
- Nenechajte váhu spadnúť a vyhnite sa nárazom: ide o presný prístroj.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vyčistite váhu mäkkou, mierne vlhkou handričkou.
- Udržujte elektródy bez prachu a nečistôt pre správne meranie.
- Uchovávajte prístroj na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného svetla.

⚠ Nikdy neponárajte spotrebič do vody.

⚠ Na utieranie nepoužívajte drsná čistiadla, aby ste nepoškriabali povrch prístroja.

⚠ Včas vymeňte vybité batérie, aby ste zabránili vytekaniu a poškodeniu prístroja.

PROBLÉMY A RIEŠENIA

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Aplikácia neprijíma namerané údaje z váhy.	• Skontrolujte, či je na displeji váhy viditeľná ikona Bluetooth. Uistite sa, že je Bluetooth na vašom smartfóne zapnutý a váha je v dosahu. Vypnite a znovu zapnite Bluetooth a znovu pripojte váhu. • Reštartujte aplikáciu. • Vymeňte batérie, ak sú takmer vybité.
Nie je možné pripojiť sa k váhe.	• Uistite sa, že sa k váhe pripája iba jeden smartfón súčasne. • Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje Bluetooth 4.0 alebo vyšší.
Displej nereaguje.	• Skontrolujte batérie a v prípade potreby ich vymeňte. • Kontaktujte, prosím, zákaznícky servis predajne, kde ste si produkt zakúpili, alebo spoločnosti DOMO.

SPRÁVY NA DISPLEJI	VÝZNAM
	Prebieha meranie Uistite sa, že vaše bosé nohy sa dotýkajú elektród, a zostaňte stáť na váhe, kým sa meranie nedokončí.
	Je potrebné opakovať meranie Došlo k chybe. Vykonajte meranie znova.
	Pretiaženie Hmotnosť na váhe prekračuje maximálnu kapacitu (180 kg). Zlezte, aby nedošlo k poškodeniu.
	Batérie sú takmer vybité Batérie sú takmer vybité. Vymeňte ich včas, aby bola zabezpečená správna funkcia.

USMERNENIA



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.



Tento spotrebič vyhovuje všetkým európskym požiadavkám na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Európske vyhlásenie je uložené u výrobcu v Belgicku a je možné si ho vždy vyžiadať na adrese info@linea2000.be

DOMO

A party at home!



WEBSHOP

NL

Op zoek naar extra accessoires of is er een onderdeel stuk?

BESTEL de originele DOMO-accessoires en -onderdelen via onze webshop.

FR

À la recherche d'accessoires supplémentaires ou une pièce est cassée ?

COMMANDEZ d'authentiques accessoires et pièces DOMO via notre webshop.

DE

Auf der Suche nach zusätzlichen Zubehörteilen oder ist ein Geräteteil defekt?

BESTELLEN SIE die DOMO Original-Zubehör und -Ersatzteile über unseren Webshop.

EN

Looking for extra accessories or you have a broken piece?

ORDER the original DOMO accessories and parts on our webshop.



Webshop

